


Wb, If/Icc용 항인 Bcl-XL (S62) 인산화 토끼 다클론 항체 - Q07817

품목 번호: CM0001524



소개

이 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 인산화된 Bcl-XL (S62)를 검출합니다. 세포사멸 및 세포사멸 연구에서 WB 및 IF/ICC 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화 Bcl-XL-S62 토끼 다클론 항체
비고/별칭	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Phospho-Bcl-XL-S62
종	인간
유전자 ID (인간)	598
유전자 ID	598
면역원	인간 Bcl-XL의 S62 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07817
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩