


Anti-Phospho-Bcr (Y177) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P11274

품목 번호: CM0001991



소개

인간 Phospho-BCR (Y177)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차반응합니다. 143 kDa에서 밴드를 검출합니다. BCR 신호전달, GTPase 조절 및 시냅스 기능 연구에 이상적입니다. - P11274

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-BCR-Y177 Rabbit pAb
비고/별칭	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; Phospho-BCR-Y177
종	인간
GeneID (인간)	613
GeneID	613
면역원	합성 펩타이드: 인간 BCR (NP_004318.3)의 Y177 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11274
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스백