

Anti-Phospho-Brcal (S988) Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

품목 번호: CM0000683



소개

IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Phospho-BRCA1-S988 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 세린 988에서 인산화된 BRCA1, 즉 핵심 DNA 복구 및 종양 억제 단백질을 검출합니다. 암 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-BRCA1-S988 Rabbit pAb
비고/별칭	IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S988
종(Species)	Human
GeneID (인간)	672
GeneID	672
면역원	Synthetic peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P38398
단백질 분자량	208kDa
배송	Ice bag