


인 Anti-Phospho-Brd4-S484/S488 토끼 다클론 항체 (Wb, Db, Elisa용) - O60885

품목 번호: CM0000593



소개

Ser484/Ser488 부위에서 인산화된 BRD4를 표적으로 하는 인산 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, DB, ELISA에 적합합니다. 후성유전학적 기억, 전사 조절, 염색질 역학 연구에 이상적이며 인간 BRD4와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-BRD4-S484/S488 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
종	인간
유전자 ID	23476
면역원	합성 펩타이드 (인간 BRD4 (NP_490597.1)의 S484 및 S488 주변 합성 인산화 펩타이드)
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백