


Anti-Phospho-Brd4 (Ser1070) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60885

품목 번호: CM0001789



소개

BRD4 (pS1070)에 대한 포스포-특이적 토끼 다클론 항체로 WB 및 ELISA 용도에 사용됩니다. 인간 반응성; 크로마틴 판독, 전사 조절 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-BRD4-S1070 Rabbit pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S1070
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	23476
면역원	합성 펩타이드; 인간 BRD4 (NP_490597.1)의 S1070 주위 합성 인산화 펩타이드.
항체 원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송 조건	아이스팩