


Anti-Phospho-Btk (Tyr223) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q06187

품목 번호: CM0001764



소개

인산화된 BTK(Tyr223)에 특이적인 Rabbit monoclonal antibody로 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 샘플에서 B-세포 수용체, TLR 신호 전달 및 BTK 키나제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-BTK-Y223 Rabbit mAb
비고/별칭	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Phospho-BTK-Y223
종	인간
GeneID (Human)	695
GeneID	695
면역원	인간 BTK(Q06187)의 Y223 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q06187
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백