


Anti-Phospho-C-Abl-Y245 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

품목 번호: CM0000571



소개

인산화 특이적 ABL1 (c-Abl) 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 약 123 kDa의 인간, 마우스, 래트 ABL1과 반응합니다. 키나제 신호전달, DNA 손상, 백혈병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-c-Abl-Y245 Rabbit pAb
비고/별칭	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y245
종	인간
GeneID	25
면역원	인간 ABL1 (NP_005148.2)의 Y245 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00519
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백