


Anti-Phospho-C-Jun-S63 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P05412

품목 번호: CM0001982



소개

인산화된 c-Jun (S63)에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증됨; 인간, 마우스, 랫트와 반응함. AP-1 전사 인자 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Jun-S63 Rabbit mAb
비고/별칭	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3725
유전자 ID	3725
면역원	합성 펩타이드 인간 c-Jun (P05412)의 S63 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05412
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)