


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 포스포-C-Jun (T91) 토끼 단클론 항체 - P05412

품목 번호: CM0001161



소개

인간 및 생쥐에서 WB, IHC-P, ELISA에 사용되는 포스포-c-Jun (T91)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 세포 증식, 세포자멸사 및 종양형성에 역할을 하는 AP-1 복합체의 구성 요소인 전사 인자 Jun을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-c-Jun-T91 토끼 mAb
비고/별칭	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
종	인간
GeneID (인간)	3725
GeneID	3725
면역원	인간 c-Jun (P05412)의 T91 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백