


Wb용 Anti-Phospho-C-Myc-S373 토끼 다클로날 항체 - P01106

품목 번호: CM0001565



소개

Ser373에서 인산화된 인간 c-Myc에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 분석에 적합합니다. 세포 성장 및 발암에 관여하는 원종 발암 유전자 전사인자 c-Myc (~51 kDa)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Myc-S373 Rabbit pAb
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S373
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4609
유전자 ID	4609
면역원	인간 c-Myc의 S373 주변 잔기에 상응하는 인산화 특이 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 백(Ice bag)