


Wb, Ihc-P 및 Elisa용 항인 Phospho-C-Myc(S62) 토끼 다클론 항체 - P01106

품목 번호: CM0001103



소개

Ser62에서 인산화된 c-Myc를 표적으로 하는 인 특이 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 래트에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 연구 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-c-Myc-S62 토끼 pAb
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
종	인간
GeneID (인간)	4609
유전자 ID	4609
면역원	합성 펩타이드 인간 MYC(NP_001341799.1)의 S62 주변 잔기에 해당하는 인산 특이 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백