


## Anti-Phospho-C-Myc (T358) 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P01106

품목 번호: CM0001406



### 소개

Thr358에서 인산화된 c-Myc에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 세포 성장과 혈관신생에 관여하는 핵심 전사인자이자 암유전자인 인간 c-Myc의 인산화를 검출하기 위한 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 제품명            | Phospho-c-Myc-T358 Rabbit pAb                    |
| 비고/별칭          | MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358   |
| 종              | 인간                                               |
| GeneID (Human) | 4609                                             |
| GeneID         | 4609                                             |
| 면역원            | 합성 펩타이드: 인간 c-Myc의 T358 주변 서열에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드 |
| 원산지            | 토끼                                               |
| 카테고리           | 인산화 항체                                           |
| 적용 분야          | WB, ELISA                                        |
| 교차 반응성         | 인간                                               |
| SWISS          | P01106                                           |
| 단백질 분자량        | 51kDa                                            |
| 배송             | 아이스백                                             |