


Anti-Phospho-C-Myc (T58) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P01106

품목 번호: CM0001544



소개

인산화된 c-Myc(T58)을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. Myc 신호전달, 세포 주기, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-c-Myc-T58 Rabbit pAb
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58
종	인간
유전자 ID (인간)	4609
유전자 ID	4609
면역원	마우스 MYC (NP_001170823.1)의 T58 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백