


Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Camk2-T286 폴리클론항체 - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

품목 번호: CM0001858



소개

CaMKII 알파(Camk2a)의 인산화된 T286을 특이적으로 인식하는 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에 교차반응성을 보입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 시냅스 가소성 및 CaMKII 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Camk2-T286 Rabbit pAb
비고/별칭	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIBeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
종	인간
유전자 ID (인간)	815
유전자 ID	816/817/818/815
면역원	합성 펩타이드: 인간 Camk2a (NP_741960.1)의 T286 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백