


Anti-Phospho-Camk2-T286 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

품목 번호: CM0001297



소개

T286에서 인산화된 Camk2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체; 사람 및 마우스 샘플의 WB 및 ELISA에 적합합니다. 분자량: 54 kDa. 시냅스 가소성, 학습 및 기억 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Camk2-T286 Rabbit mAb
비고/별칭	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
종	사람(Human)
GeneID (사람)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
면역원	사람 Camk2의 T286 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
단백질 분자량	54 kDa
배송	아이스백