


Wb 및 Elisa용 인산화-Caveolin-1-Y14 토끼 다가클로날 항체 - Q03135

품목 번호: CM0001984



소개

티로신 14에서 인산화된 Caveolin-1에 특이적인 토끼 다가클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western Blot) 및 ELISA에서 검증되었으며, 사람과 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 소포(caveolae) 신호 전달 및 T세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Caveolin-1-Y14 Rabbit pAb
비고/별칭	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Phospho-Caveolin-1-Y14
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	857
GeneID	857
면역원	합성 펩타이드 - 사람 Caveolin-1 (NP_001744.2)의 Y14 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q03135
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)