


Wb 및 Elisa용 항인-포스포-Cd115/Csf-1R-Y723 토끼 다클론 항체 - P07333

품목 번호: CM0001443



소개

Y723에서 인산화된 인간 CSF1R(CD115)을 표적으로 하는 인산 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. CSF1/IL34 신호 전달, 대식세포 생물학 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-CD115/CSF-1R-Y723 토끼 pAb
비고/별칭	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y723
종	인간
유전자ID (인간)	1436
유전자ID	1436
면역원	합성 펩타이드 (인간 CSF1R Y723 주변의 합성 인산화 펩타이드, NP_005202.2)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07333
단백질 분자량	108kDa
배송 방식	아이스백