

Anti-Phospho-Cd117/C-Kit (Y721) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P10721

품목 번호: CM0001948



소개

인산화된 c-Kit (Tyr721)에 특이적인 토끼 다가 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 및 랫트 CD117를 검출합니다. 줄기세포 유지, 발암 및 비만세포 발달에서의 KITLG/SCF 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3815
GeneID	3815
면역원	마우스 Kit (NP_066922.2)의 Y719 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스 백(Ice bag)