

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 Phospho-Cdc25C (S216) 토끼 다클론 항체 - P30307

품목 번호: CM0001157



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인 특이적 cdc25C (S216) 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스 및 쥐 표적과 반응합니다. 세포 주기 진행 및 유사분열 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-cdc25C-S216 토끼 pAb
비고/별칭	CDC25; PPP1R60; Phospho-cdc25C-S216
종	사람
GeneID (사람)	995
GeneID	995
면역원	합성 펩티드: 사람 cdc25C (NP_001781.2)의 S216 부위 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P30307
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩