


Wb, Elisa용 항인 Cdc37-S13 토끼 단클론 항체 - Q16543

품목 번호: CM0001589



소개

Ser13에서 인산화된 CDC37을 표적으로 하는 인 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블로팅과 ELISA로 검증되었습니다. Hsp90 공동샤페론 기능 및 키나아제 안정화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산-CDC37-S13 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P50CDC37; 인산-CDC37-S13
종	사람
GeneID (사람)	11140
GeneID	11140
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q16543
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩