


Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Cdk1-T14 토끼 다클로날 항체 - P06493

품목 번호: CM0000610



소개

사람 CDK1 (CDC2)의 인산화-Thr14을 인식하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 주기, 유사분열 및 인연구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDK1-T14 Rabbit pAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	983
GeneID	983
면역원	사람 CDK1 (NP_001777.1)의 T14 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)