


Wb용 항인 포스포-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 토끼 단클론 항체 - P06493

품목 번호: CM0001838



소개

인산화된 CDK1-T161, CDK2-T160 및 CDK3-T160을 인식하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 웨스턴 블롯, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 세포주기, 유사분열 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포스포-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; 포스포-CDK1-T14
종	인간
유전자ID (인간)	983
유전자ID	983
면역원	인간 CDK1 (NP_001777.1)의 T161&T160 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06493
단백질 분자량	34 kDa
배송 방식	아이스 팩