


Anti-Phospho-Cdk1-Y15 다클로날 항체 (Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P06493

품목 번호: CM0001850



소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Phospho-CDK1-Y15 토끼 다클로날 항체입니다. 핵심 세포 주기 조절 인자인 Tyr15에서 인산화된 CDK1을 인식합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CDK1-Y15 Rabbit pAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	983
GeneID	983
면역원(Immunogen)	사람 CDK1 (NP_001777.1)의 Y15 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P06493
단백질 분자량(Protein Weight)	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)