


Anti-Phospho-Cdk2-T160 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P24941

품목 번호: CM0001429



소개

WB, IHC-P, ELISA 검증 완료된 Phospho-CDK2-T160 토끼 다클론 항체(pAb). Thr-160 위치가 인산화된 인간, 마우스, 쥐의 CDK2를 검출합니다. 세포 주기, DNA 손상 및 종양 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-CDK2-T160 토끼 pAb
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
종	인간
유전자 ID (인간)	1017
유전자 ID	1017
면역원	합성 펩타이드 인간 CDK2의 T160 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_001789.2/NP_001249.1)
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P24941
단백질 무게	30 kDa/34 kDa
배송	아이스팩