

Wb, Elisa용 항인 Cdf9 (T186) 토끼 다클론 항체 - P50750

품목 번호: CM0000615



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인 CDF9 (T186) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CDK9와 반응합니다. 전사 조절 및 키나아제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 CDF9-T186 토끼 pAb
비고/별칭	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Phospho-CDK9-T186
종	인간
GeneID (인간)	1025
GeneID	1025
면역원	합성 펩티드: 인간 CDK9 (NP_001252.1)의 T186 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50750
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩