


Anti-Phospho-Cfl1-Y139 토끼 다클론 항체 (Ihc-P, Elisa용) - P23528

품목 번호: CM0001533



소개

CamelBio의 Phospho-CFL1-Y139 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 쥐의 인산화된 코필린-1(Y139)을 IHC-P 및 ELISA로 검출합니다. 액틴 역학 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-CFL1-Y139 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CFL; cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-Y139
종	인간
GeneID (인간)	1072
GeneID	1072
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P23528
단백질 무게	19kDa
배송	아이스팩