

Wb, Elisa용 항인 포스포-Chk1(S280) 단클론 항체 - O14757

품목 번호: CM0001670



소개

세린 280에서 인산화된 인간 Chk1을 검출하는 인산 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 세포 주기 체크포인트 및 DNA 손상 반응 연구용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포스포-Chk1-S280 토끼 mAb
비고/별칭	CHK1; 포스포-Chk1-S280
종	인간
유전자 ID (인간)	1111
면역원	인간 Chk1의 S280 주변 잔기에 해당하는 인산화 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스백