

Anti-Phospho-Chk1-S280 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O14757

품목 번호: CM0001468



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 인산화 Chk1-S280 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 Chk1의 세린 280 위치가 인산화된 형태를 검출합니다. DNA 손상 반응, 세포 주기 검사점 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Chk1-S280 Rabbit mAb
비고/별칭	CHK1; Phospho-Chk1-S280
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1111
GeneID	1111
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)