

Wb, Elisa용 항인산-Chk1-S296 토끼 단클론 항체 - O14757

품목 번호: CM0000717



소개

인산화-Chk1-S296 (인간)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. DNA 손상 반응 및 체크포인트 신호전달 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Chk1-S296 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CHK1; 인산화-Chk1-S296
종	인간
GeneID (인간)	1111
GeneID	1111
면역원	합성 펩티드 인간 Chk1(O14757)의 S296 주변에서 합성된 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩