

Anti-Phospho-Chk1 (S317) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O14757

품목 번호: CM0001461



소개

인산화-Chk1 (Ser317)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되어, DNA 손상 및 세포 주기 체크포인트 연구를 위한 인간 샘플에서 활성화된 Chk1의 검출을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-Chk1-S317 Rabbit mAb
비고/별칭	CHK1; Phospho-Chk1-S317
종	인간
유전자 ID (인간)	1111
유전자 ID	1111
면역원	인간 Chk1 (NP_001265.2)의 S317 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백