

Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Chk1-S345 토끼 다클론 항체 - O14757

품목 번호: CM0000661



소개

인간 Chk1의 Ser-345 부위를 표적으로 하는 인 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. DNA 손실 체크포인트 및 세포 주기 정지 경로에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-Chk1-S345 토끼 pAb
비고/별칭	CHK1; Phospho-Chk1-S345
종	인간
유전자 ID (인간)	1111
유전자 ID	1111
면역원	인간 Chk1 S345 주변 합성 인산화 펩티드 (NP_001265.2)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백