

Anti-Phospho-Chk2-T68 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O96017

품목 번호: CM0000772



소개

인간 Chk2 (CHEK2)의 phospho-T68에 특이적인 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 손상 신호 전달 및 세포 주기 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부사항
제품명	Phospho-Chk2-T68 Rabbit pAb
비고/별칭	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-T68
종	인간
유전자 ID	11200
면역원	인간 Chk2의 T68 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O96017
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩