

Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Creb1-S133 토끼 단일클론 항체 - P16220

품목 번호: CM0001240



소개

이 인산화-CREB1 (Ser133) 항체는 인간, 쥐, 및 랫트 단백질을 검출합니다. IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 전사 조절, 생체 리듬, 및 신호 전달 연구를 위한 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CREB1-S133 Rabbit mAb
비고/별칭	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
종(Species)	Human
GeneID	1385
면역원	합성 펩타이드 (인간 CREB1의 Ser133 부근 합성 인산화 펩타이드)
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P16220
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩