

Anti-Phospho-Creb1-S133 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

품목 번호: CM0001169



소개

인간 CREB1 (Ser133) 인산화형에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 인간, 마우스, 랫트에서의 반응성이 입증되었습니다. 전사, 생체 리듬, 및 세포자멸사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CREB1-S133 Rabbit pAb
비고/별칭	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
종	Human
GeneID (인간)	1385
GeneID	1385
면역원	합성 펩타이드 인간 CREB1 (NP_604391.1)의 S133 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P16220
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백