

Anti-Phospho-Creb1 (Ser129) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16220

품목 번호: CM0000645



소개

Ser129에서 인산화된 CREB1을 표적하는 포스포-특이적 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증됨. cAMP 매개 전사 및 일주기 리듬 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CREB1-S129 Rabbit pAb
비고/별칭	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
종	인간
유전자 ID (인간)	1385
유전자 ID	1385
면역원	합성 펩타이드: 인간 CREB1 (NP_604391.1)의 S129 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P16220
단백질 무게	35kDa
배송	아이스백