


Anti-Phospho-Crk/Crkii (Tyr221) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P46108

품목 번호: CM0001285



소개

Tyr221에서 인산화된 CRK에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 반응성으로 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 이동 및 인테그린 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit mAb
비고/별칭	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1398
GeneID	1398
면역원	합성 펩타이드 인간 CRK/CRKII(CRK (P46108)의 Y221 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P46108
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백