


Wb 및 Elisa용 항인산화 Crk/Crkii (Y221) 토끼 다클론 항체 - P46108

품목 번호: CM0001788



소개

인간 CRK/CRKII의 인산화 Y221에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. CRK 매개 세포 접착 및 이동 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 CRK/CRKII-Y221 토끼 pAb
비고/별칭	p38; CRKII; 인산화 CRK/CRKII-Y221
종	인간
유전자ID	1398
면역원	인간 CRK/CRKII Y221 주변의 합성 인산화 펩타이드 (NP_058431.2)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46108
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩