

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 포스포-Crkl(Y207) 토끼 다클론 항체 - P46109

품목 번호: CM0001679



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 포스포-CRKL-Y207 토끼 pAb. CRKL(Y207, P46109) 주변의 합성 인산화 펩타이드를 면역원으로 사용했습니다. 세포 내 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-CRKL-Y207 토끼 pAb
비고/별칭	CRKL; 포스포-CRKL-Y207
종	인간
GeneID (인간)	1399
GeneID	1399
면역원	인간 CRKL(NP_005198.1)의 Y207 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46109
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백