


항인 T514 인산화 Crmp2/Dpysl2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q16555

품목 번호: CM0000721



소개

WB, ELISA에 검증된 항 T514 인산화 CRMP2/DPYSL2 토끼 다클론 항체로, 인간 CRMP2의 인산화된 T514를 표적으로 합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응성이 있으며, 신경 발생, 축삭 유도 및 시마포린 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	항 T514 인산화 CRMP2/DPYSL2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; 인산화-CRMP2/DPYSL2-T514
종	인간
유전자ID (인간)	1808
유전자ID	1808
면역원	합성 펩타이드 인간 CRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1)의 T514 부위에 위치한 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 특이 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16555
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스팩 포장