


Anti-Phospho-Cytokeratin 8 (Krt8)-S74 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P05787

품목 번호: CM0001639



소개

인산화 특이적 토끼 다클로날 항체는 세린 74에서 인산화된 인간 케라틴 8를 검출합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 중간 필라멘트 역학 및 상피 무결성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Cytokeratin 8 (KRT8) -S74 Rabbit pAb
비고/별칭	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Phospho-Cytokeratin 8 (KRT8)-S74
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3856
GeneID	3856
면역원	인간 사이토케라틴 8 (NP_002264.1)의 S74 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P05787
단백질 분자량	54 kDa/56 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)