


Anti-Phospho-Ddr1 (Y792) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q08345

품목 번호: CM0000869



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Phospho-DDR1 (Y792) 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 DDR1 티로신 키나제(101 kDa)를 검출합니다. 콜라겐 신호 전달 및 세포 이동 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-DDR1-Y792 Rabbit pAb
비고/별칭	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Phospho-DDR1-Y792
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	780
유전자 ID	780
면역원(Immunogen)	사람 DDR1 (NP_054699.2)의 Y792 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q08345
단백질 분자량	101 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)