

Anti-Phospho-Dnmt1 (S714) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P26358

품목 번호: CM0000479



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인산화 특이적 DNMT1 (Ser714) 토끼 다클로날 항체입니다. Ser714에서 인산화된 인간 DNMT1을 검출합니다. 후성 유전, 유전자 침묵 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; Phospho-DNMT1-S714
종	Human
유전자 ID (인간)	1786
유전자 ID	1786
면역원 항체	인간 DNMT1 (NP_001370.1)의 S714 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스 팩