


Wb, Elisa용 항인 Egr-S1070 인 다클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0000642



소개

인 EGFR의 세린 1070 위치 인산화를 인식하는 Phospho-EGFR-S1070 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에 적합하며, EGFR 신호전달의 핵심 인산화 부위를 표적으로 하여 암 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-EGFR-S1070 토끼 pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-S1070
종	사람
유전자 ID (사람)	1956
유전자 ID	1956
면역원	합성 펩티드 사람 EGFR의 S1070 주변 잔기에 해당하는 인 특이 펩티드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방법	아이스팩