

Wb, Ip, Elisa용 항인산화 Egfr (T669) 다클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0000451



소개

웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항인산화 EGFR (T669) 다클론 항체입니다. 트레오닌 669에서 인산화된 인간 EGFR을 특이적으로 검출하여 종양학 및 신호 전달 연구에서 EGFR 신호 캐스케이드의 정확한 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 EGFR-T669 토끼 pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	합성 펩타이드: 인간 EGFR (NP_005219.2)의 T669 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스 팩