


Wb, Elisa용 항인 Phospho-Egfr-Y1068 토끼 단클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0001967



소개

티로신 1068 위치에서 인산화된 EGFR에 특이적으로 반응하는 Phospho-EGFR-Y1068 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB, ELISA로 검증되었습니다. 이론적 분자량은 134 kDa입니다. 신호 전달 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-EGFR-Y1068 토끼 mAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	합성 펩타이드 인간 EGFR(P00533)의 Y1068 주변 잔기에 해당하는 인산 특이적 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스 팩