


항인산화 Egfr-Y1172 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - P00533

품목 번호: CM0001853



소개

인간 EGFR(134 kDa)의 Y1172를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 암에서의 EGFR 신호 전달 및 세포 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 EGFR-Y1172 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1172
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	합성 펩타이드 인간 EGFR의 Y1172 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방법	아이스백