


Wb, Elisa용 항인 Egrf-Y1173 토끼 다클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0001089



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인 EGFR-Y1173 인산화 특이 토끼 다클론 항체입니다. 세포 신호전달과 암에 관여하는 주요 수용체 타이로신 키나아제인 티로신 1173 잔기가 인산화된 인간 EGFR을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 EGFR-Y1173 토끼 pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; 인산화 EGFR-Y1173
종	인간
유전자ID (인간)	1956
유전자ID	1956
면역원	합성 펩타이드: 인간 EGFR의 Y1173 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방식	아이스 팩