


Wb, Ip, Elisa용 항인 지방인 Eif2A (S51) 토끼 다클론 항체 - P05198

품목 번호: CM0001600



소개

사람, 생쥐, 쥐에서 내재성 인지질화 eIF2α (Ser51)를 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 통합 스트레스 반응 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인지질화 eIF2α-S51 토끼 pAb
비고/별칭	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S51
종	사람
유전자ID (사람)	1965
유전자ID	1965
면역원	합성 펩티드 사람 eIF2α (NP_004085.1)의 S51 주변 합성 인지질화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인지질화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P05198
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩