


Wb, Elisa용 항인 S422 인 Eif4B 다클론 항체 - P23588

품목 번호: CM0000632



소개

S422에서 인산화된 인간 EIF4B에 대한 인 특이 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간 EIF4B만 인식하고 예상 분자량은 69 kDa입니다. 번역 개시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인 EIF4B-S422 토끼 pAb
비고/별칭	EIF-4B; PRO1843; 인-EIF4B-S422
종	인간
유전자 ID (인간)	1975
유전자 ID	1975
면역원	합성 펩타이드: 인간 EIF4B (NP_001408.2)의 S422 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23588
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스 팩