

Anti-Phospho-Eif4E-S209 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P06730

품목 번호: CM0001016



소개

eIF4E (S209)를 표적으로 하는 포스포-특이성 토끼 단클론항체로 Western blot 및 ELISA에 사용됩니다. 인간 및 쥐와 교차반응하며, ~25 kDa의 진핵세포 번역 개시 인자 4E(주요 캡 결합 단백질)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-eIF4E-S209 Rabbit mAb
비고/별칭	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
종	인간
GeneID (Human)	1977
GeneID	1977
면역원	합성 펩타이드: 인간 Phospho-eIF4E-S209 (NP_001959.1)의 S209 주변 잔기에 해당하는 포스포 특이성 펩타이드
원료	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P06730
단백질 분자량	25 kDa
배송	아이스백